

BiWAVE



„Breit-Spektrum“ – LED Light. 1800 mW/cm²

Cumdente stellt mit dem neuen **BiWAVE** Belichtungssystem eine neue Generation von ergonomischen Belichtungsgeräten mit ultra-breitem Wellenlängenspektrum (385 nm – 515 nm) bei sehr hoher Leistung (bis 1800 mW/cm²) und höchstem Wirkungsgrad vor.


- ≈ *kurze Belichtungszeiten* auch bei Komposit-schichtstärken >2 mm, dank hoher Intensität bis 1800 mW/cm² (High Power LED).
- ≈ *großer 8 mm Lichtleiter* für zeitsparende Belichtung großer Füllungsflächen.
- ≈ *hohe Sicherheit* durch geringe Wärmeentwicklung, dank hohem Wirkungsgrad.
- ≈ *ergonomisches, modernes Design.*
Leichtgewicht (208 g).

BiWAVE

Emissionsspektrum Bi WAVE

Absorptionsspektrum Lucirin-TPO Photoinitiator

Absorptionsspektrum Campherchinon Photoinitiator



Cumdente BiWAVE:

5 Programme für die zuverlässige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien ab 3 s Belichtungszeit. Bis 1800 mW/cm².

Lieferumfang

Cumdente BiWAVE

- 1 Stk. Bi WAVE Breitspektrum LED Lichtpolymerisationsgerät (Maße: 262,5 mm x 45 mm x 28,5 mm)
- 1 Stk. Lichtleiter, autoklavierbar (134°C)
- 2 Stk. ausdauernde Wechsel-Lithium-Ionen-Akkus mit jeweils 750 mAh
- 1 Stk. Ladestation mit Netzteil und digitaler Ladeanzeige
- 1 Stk. Blendschutz aufsteckbar auf Lichtleiter

Art.-Nr. 1000070

599,- €*



Hiermit bestelle ich

Bi WAVE Breitspektrum LED Lichtpolymerisationsgerät

Anzahl

Bitte senden Sie mir kostenlos weitere Information zu Bi Wave

Bestell-Fax 0 70 71 9 75 57 22

Praxis/Besteller _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Fon _____ Fax _____

E-Mail _____

Zahlung

- Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- Ich bezahle per Rechnung.
- Ich bezahle per SEPA-Lastschrift und bekomme 2% Rabatt (Die Zahlung per SEPA-Lastschrift ist nur innerhalb der Europäischen Union möglich.). Bitte buchen Sie den Gesamtbetrag von meinem Konto ab.

Kontoinhaber _____

IBAN _____

BIC _____

Datum, Unterschrift _____

*Alle Preise ohne Gewähr zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind Medizinprodukte und nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen. Unsere vollständigen Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com
Stand: November 2018

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon 0 70 71 9 75 57 21 · www.cumdente.com