

Ideal in Kombination.

MTA Pulp Cap und BiWAVE 3000.

- Nichts ist biokompatibler als MTA-Zement.
- BiWAVE 3000: Blitzschnell, schonend & sicher voll durchpolymerisieren.



NEU!

MTA PULP CAP

Punktgenau überkappen – in 3 s polymerisieren

MTA Pulp Cap

Lichthärtender, kunststoffverstärkter MTA Zement für die CP- & P-Behandlung.

Für die punktgenaue indirekte und direkte Überkappung der Pulpa und einen hocheffektiven Pulpenschutz. Antibakteriell dank hohem alkalischen pH-Wert. Reich an bioaktivem Kalzium. Fördert die Bildung von Tertiärdentin und Hydroxylapatit. Für eine sofortige hochwertige Pulpaobturation. Feuchtigkeitstolerant, röntgenopak.



Produkt

Preis

<input type="checkbox"/>	1 Stk. MTA Pulp Cap Spritze zu 1 ml, inkl. 10 Stk. Metallkanülen schwarz (dünn)	Art.-Nr. 1030521	€ 39,90* zzgl. MwSt.
<input type="checkbox"/>	2 Stk. MTA Pulp Cap Spritze zu 1 ml, inkl. 10 Stk. Metallkanülen schwarz (dünn)	Art.-Nr. 1030521	€ 59,85** zzgl. MwSt.

Bestell-Fax DE 0 70 71 9 75 57 22

Einsteiger-Aktion **

Praxis / Besteller

Straße

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

Zahlung

- Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Ich bezahle per Rechnung.
 Ich bezahle per SEPA-Lastschrift und bekomme 2% Rabatt (Die Zahlung per SEPA-Lastschrift ist nur innerhalb der Europäischen Union möglich.). Bitte buchen Sie den Gesamtbetrag von meinem Konto ab.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind Medizinprodukte und nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen. Unsere vollständigen Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com
**Angebot gültig bis zum 15.11.2020.

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon 0 70 71 9 75 57 21 · www.cumdente.com



NEU BiWAVE 3000

Neueste Generation der Lichthärtung Breit-Spektrum Turbo-LED-Light 2.750 mW/cm²

NEU: Hochleistungs-LED im Winkelkopf,
kein Leistungsverlust durch „Lichtleiter“.

- ≈ optimale Durchhärtung für alle Adhäsivsysteme, Komposits und Zemente dank ultrabreitem Wellenlängenspektrum.
- ≈ kurze Belichtungszeiten (ab 3 s) auch bei Kompositschichtstärken >2 mm, dank hoher Intensität bis 2.750 mW/cm².
- ≈ ergonomisches, modernes Design. Leichtgewicht (208 g).



Stk. — BiWAVE 3000 Turbo LED Lichtpolymerisationsgerät (Set)

(Bei Kauf von 2 BiWAVE 3000 Set erhalten Sie 10% Rabatt)

Lieferumfang BiWAVE 3000 Set


- 1 Stk. BiWAVE Breitspektrum LED Lichtpolymerisationsgerät
- 2 Stk. ausdauernde Wechsel-Lithium-Ionen-Akkus mit jeweils 750 mAh
- 1 Stk. Ladestation mit Netzteil und digitaler Ladeanzeige
- 1 Stk. Blendschutz aufsteckbar auf Lichtleiter

Art.-Nr. 1003000

599,- €*

Ab 2 Stück BiWAVE 3000 Set 10% Rabatt

BiWAVE härtet alles. Schnell & Sicher.
— Emissionsspektrum BiWAVE 3000
— Absorptionsspektrum Lucirin-TPO Photoinitiator
— Absorptionsspektrum Campherchinon Photoinitiator



Bestell-Fax 0 70 71 9 75 57 22

Praxis / Besteller _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Fon _____ Fax _____

E-Mail _____

Zahlung

- Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- Ich bezahle per Rechnung.
- Ich bezahle per SEPA-Lastschrift und bekomme 2% Rabatt (Die Zahlung per SEPA-Lastschrift ist nur innerhalb der Europäischen Union möglich.). Bitte buchen Sie den Gesamtbetrag von meinem Konto ab.

Kontoinhaber _____

IBAN _____

BIC _____

Datum, Unterschrift _____

*Alle Preise ohne Gewähr zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind Medizinprodukte und nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen. Unsere vollständigen Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com
Stand: August 2020

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon 0 70 71 975 57 21 · www.cumdente.com