


Hybrid Bond – All-In-One Haftvermittler

NEU

Haftwerte im Vergleich



Ein Bonding für Alles!

Und dazu höhere Haftwerte auf Zirkonoxid-Keramik und Metallen als übliche „Spezial“ Primer.

Cumdente.
dental solutions

www.cumdente.com

Hybrid Bond – All-In-One Haftvermittler



Eines für Alles! Schmelz, Dentin und alle Zahnersatzmaterialien.

8. Generation Adhäsivtechnik.

Cumdente Hybrid Bond für alle gängigen licht-, dual- und selbsthärtenden Komposite, Kompomere und Kompositzemente geeignet.

Sehr starker Halt auf Schmelz (ca. 30 MPa) und Dentin (ca. 34 MPa) sowie auf Zahnersatzmaterialien wie Kunststoffen, Kompositen, Hybridkeramiken und Metallen wie Edelmetalllegierungen, NEM und Titan.

Haftet auch auf Zirkonoxid (ca. 21 MPa) und nach Silanisierung auf Silikatkeramiken. Universal-Primer auch für intraorale Reparaturen. Lichthärtend und präventiv. Beugt Postsensibilitäten vor, unterstützt die Blutstillung und ergibt eine nur hauchdünne Hybridschicht für hohe Langzeithaftung und hervorragende Passung laborgefertigter Zahnersatzes.



TIPP! Hybrid Bond hat ein geringes Allergiepotezial und ist Bis-GMA frei!

Hybrid Bond (Flasche zu 5 ml)	Betrag/EUR
<input type="checkbox"/> 1 Stk. / Hybrid Bond 1 x 5 ml Flasche Art.-Nr. 1001142	€ 69,90*
<input type="checkbox"/> ab je 3 Stk. / Hybrid Bond zu je 5 ml Flasche Art.-Nr. 1001142	statt € 209,70* € 188,73*

**10%
RABATT**
ab je 3 Stück

Bestell-Fax DE 0 70 71 9 75 57 22

Praxis/Besteller _____

Fon _____ Fax _____

Straße _____

E-Mail _____

PLZ, Ort _____

ZAHLUNG

- Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Ich bezahle per Rechnung

Unsere vollständigen Liefer- & Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellsten Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com.

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind Medizinprodukte und nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen.

ZM Beilage_HybridBond_Ausgabe 6_03-2021

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon +49 7071 975 57 21 · www.cumdente.com