

NEU!

Punktgenau überkappen

Nichts ist biokompatibler als MTA-Zement.

Einsteiger-Aktion*

TESTEN

25% Rabatt
(ab 2 Stück bis
zum 31.01.2021)

MTA PULP CAP

MTA Pulp Cap

Lichthärtender, kunststoffverstärkter MTA Zement für die CP- & P-Behandlung.

Für die punktgenaue indirekte und direkte Überkappung der Pulpa und einen hocheffektiven Pulpenschutz. Antibakteriell dank hohem alkalischen pH-Wert. Reich an bioaktivem Kalzium. Fördert die Bildung von Tertiärdentin und Hydroxylapatit. Für eine sofortige hochwertige Pulpaobturation. Feuchtigkeitstolerant, röntgenopak.



MTA Pulp Cap

Preis

**1 Stk. MTA Pulp Cap Spritze zu 1 ml,
inkl. 10 Stk. Metallkanülen schwarz (dünn)**

€ 39,90*

**2 Stk. MTA Pulp Cap Spritze zu 1 ml,
inkl. 10 Stk. Metallkanülen schwarz (dünn)**

€ 59,85*

Bestell-Fax DE 0 70 71 9 75 57 22

Einsteiger-Aktion**

Praxis / Besteller

Straße

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

Zahlung

- Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.
 Ich bezahle per Rechnung.
 Ich bezahle per SEPA-Lastschrift und bekomme 2% Rabatt (Die Zahlung per SEPA-Lastschrift ist nur innerhalb der Europäischen Union möglich.). Bitte buchen Sie den Gesamtbetrag von meinem Konto ab.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind Medizinprodukte und nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen. Unsere vollständigen Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com
Einsteiger-Aktion nur einmal pro Praxis, gültig bis zum 31.01.2021.

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon 0 70 71 9 75 57 21 · www.cumdente.com

Hybrid Bond – All-In-One Haftvermittler



NEU

www.cumdente.com

Eines für Alles!

NEU: Chemische Haftung an Schmelz, Dentin und an Zahnersatzmaterialien.

8. neueste Generation Adhäsivtechnik.

Sehr starker auch chemischer Halt auf Schmelz (ca. 30 MPa) und Dentin (ca. 34 MPa) sowie auf Zahnersatzmaterialien wie Kunststoffen, Kompositen, Hybridkeramiken und Metallen wie Edelmetalllegierungen, NEM und Titan. Haftet auch auf Zirkonoxid (ca. 21 MPa) und nach Silanisierung auf Silikatkeramiken (Universal-Primer auch für intraorale Reparaturen). Lichthärtend, beugt Postsensibilitäten vor, unterstützt die Blutstillung und ergibt eine nur hauchdünne Hybridschicht für hohe Langzeithaftung und hervorragende Passung laborgefertigter Zahnersatzes.

Cumdente Hybrid Bond für alle gängigen licht-, dual- und selbsthärtenden Komposite, Kompomere und Kompositzemente geeignet.

TIPP! Nur noch ein Bonding/Primer für Alles!



Einsteiger-Aktion*
TESTEN
25% Rabatt
(ab 2 Stück bis zum 31.01.2021)

MTA Pulp Cap

Preis

1 Stk. / Hybrid Bond (Flasche zu 5 ml)

€ 69,90*

2 Stk. / Hybrid Bond (Flasche zu 5 ml)

€ 99,90*

Bestell-Fax DE 0 70 71 9 75 57 22

Praxis / Besteller

Straße

PLZ, Ort

Fon

Fax

E-Mail

Zahlung

- Ich bestelle die oben markierten Produkte zu Cumdente Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- Ich bezahle per Rechnung.
- Ich bezahle per SEPA-Lastschrift und bekomme 2% Rabatt (Die Zahlung per SEPA-Lastschrift ist nur innerhalb der Europäischen Union möglich.). Bitte buchen Sie den Gesamtbetrag von meinem Konto ab.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

* Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. Cumdente Artikel sind Medizinprodukte und nach dem Öffnen der Originalverpackung vom Umtausch ausgeschlossen. Unsere vollständigen Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie im Internet unter www.cumdente.com Einsteiger-Aktion nur einmal pro Praxis, gültig bis zum 31.01.2021.

Cumdente.
dental solutions

Cumdente GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 11 · 72076 Tübingen, Germany
Fon 0 70 71 9 75 57 21 · www.cumdente.com