

»FAQ«

Was ist das Besondere an dem Implantatsystem AS-V?



Cumdente **»»»AS-V Implants®** weisen eine an den Kieferkamm dreidimensional angepasste Implantatschulter auf. Die Implantatschulter läuft im koronalen Bereich beidseitig gegenläufig konisch zu und ist zusätzlich halbkreisförmig eingefräst (2-fach profiliert). Dies erlaubt eine optimale Adaption an den atrophierten Kieferkamm, auch bei reduziertem labialen Knochenangebot. Die bis zur Schulter aufgerauten und hydrophilisierten Oberflächen erlauben ein stabiles Überwachsen von Alveolarknochen. Knochenaugmentationen sind vielfach hinfällig, das ästhetische Ergebnis wird signifikant verbessert.

Da **»»»AS-V Implants®** über die identischen Innenplattformen und Prothetiklinien wie Cumdente **»»»AS-V Implants®** verfügen, sind keine spezifischen Instrumente noch besondere Prothetikbauteile erforderlich. Cumdente **»»»AS Implants®** und Cumdente **»»»AS-V Implants®** verfügen über einen Astra-kompatiblen, dichtenden Innenkonus in Kombination mit einer bewährten 12-Kant Rotationsindexierung.

Cumdente **»»»AS-V Implants®** stehen für alle gängigen Indikationen der zahnärztlichen Implantologie in der anterioren und der posterioren Region des Ober- und Unterkiefers zur Verfügung. Sie verfügen wie alle Cumdente Implants über 10 Jahre Steril-Haltbarkeit und 30 Jahre Garantie.



Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>
Mit besten Grüßen aus Tübingen

Cumdente.
dental concepts

Cumdente GmbH Deutschland
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21
Fax +49 70 71 975 57 22
info@cumdente.de
www.cumdente.com