

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die »Frage des Monats« soll eine interessante Frage einer Kollegin/eines Kollegen besprechen, die für jeden von uns von besonderer Relevanz für die tägliche Praxis ist.

»Frage des Monats« an das Cumdente-Team:

## Warum wirkt Cumdente Etch & Bond blutstillend?

---

Bei Cumdente Etch & Bond handelt es sich um ein selbstätzendes, licht- und selbsthärtendes Schmelz- und Dentinadhäsiv. Es ist kompatibel zu allen gängigen licht- und selbsthärtenden bzw. dualen Kompositen, Zementen und Kompomeren.

Die blutstillende Wirkung des Etch & Bond basiert auf der Vernetzung der Polymere, die eine dichte klebrige Schicht ähnlich einer Fibrinschicht bilden. Diese Schicht bildet auch eine sehr wirkungsvolle Diffusionsbarriere zur Pulpa.

- Ja, ich möchte ab sofort regelmäßig die »Frage des Monats« von Cumdente kostenlos an die folgende E-Mail Adresse erhalten:

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Rückfax an die +49 7071 975 57 22

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.cumdente.com>

Mit besten Grüßen aus Tübingen

Ihr Prof. Dr. Rainer Hahn

**Cumdente.**  
dental concepts

Cumdente GmbH Deutschland  
Paul-Ehrlich-Straße 11  
72076 Tübingen, Germany

Fon +49 70 71 975 57 21  
Fax +49 70 71 975 57 22  
info@cumdente.de  
www.cumdente.com